

DE PFLASTERSET

zur Versorgung kleinerer Wunden

INHALT

4 x 2 Pflasterstreifen bunt (4 Größen)

2 x 3 Pflasterstreifen sensitiv (2 Größen)

3 x Pflasterstreifen wasserdicht

2 x 5 Klammerpflasterstreifen steril

EN PLASTER SET

to treat minor wounds

CONTENT

4 x 2 plaster strips colorful (4 sizes)

2 x 3 plaster strips sensitive (2 sizes)

3 x plaster strips waterproof

2 x 5 wound closure strips sterile




REF 452078

MD = Medizinprodukt /
medical device

KNB_452078_Rev_2022-07-25



IMPORTER / **Fink & Walter GmbH**
DISTRIBUTOR Montstraße 6 – D-66589 Merchweiler

 Changzhou Major Medical Products
No.1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town,
Jiangsu Province, China

 CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo n18, C.P 29006 Málaga-Spain

DE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Berühren Sie die Pflaster beim Öffnen nur an den Ecken, so dass die Wundauflage sauber bleibt. Kleinere Wunden können mit steriler Kochsalzlösung vorsichtig gereinigt, anschließend mit einer Vlieskompresse trocken getupft und danach weiter versorgt werden.

PFLASTERSTREIFEN BUNT

Mit den Trostpflastern können Sie kleine Wunden abdecken und das verletzte Kind auf andere Gedanken bringen.

PFLASTERSTREIFEN SENSITIV

Mit den besonders hautverträglichen Pflastern aus Vliesstoff können kleinere Wunden auf sensibler Haut abgedeckt werden.

PFLASTERSTREIFEN WASSERDICHT

Die wasserdichten Pflasterstreifen eignen sich, um kleine Wunden beim Waschen, Duschen oder Baden vor Nässe zu schützen.

KLAMMERPFLASTERSTREIFEN STERIL

Sterile Klammerpflasterstreifen eignen sich zum Verschluss relativ kleiner, klaffender Schnitt- und Platzwunden. Eine Anleitung zum Anbringen der Klammerpflaster befindet sich auf der Verpackung.

EN RECOMMENDATIONS

When opening, only touch the plasters at the corner to keep the wound dressing clean. Smaller wounds can be carefully cleaned with sterile saline, then dabbed dry with a non-woven compress and then treated further.

PLASTER STRIPS COLORFUL

You can use the consolation plasters to cover small wounds and distract the child from the pain.

PLASTER STRIPS SENSITIVE

Small wounds on sensitive skin can be covered with the particularly skin-friendly nonwoven plasters.

PLASTER STRIPS WATERPROOF

The waterproof plaster strips are suitable to protect small wounds from getting wet when washing, showering or bathing.

WOUND CLOSURE STRIPS STERILE

Sterile wound closure strips are suitable for closing relatively small gaping cuts or lacerations. Instructions for applying the strips are on the packaging.

